

... für sichere Hygiene
bis zum Einsatz!



Mit dem DEISS-Sortiment von **Abdeckhauben für Krankenhausbetten und -nachtische** wird die fachgerechte und hygienische Lagerung des Mobiliars nach der Wiederaufbereitung garantiert!

DEISS

Die Bettenabdeckhauben
enthalten ein Antistatikum, das
die elektrostatische Aufladung der
Folien verhindert und somit das
Handling vereinfacht.



Art.-Nr. 49891

UNIVERSAL-Bettenabdeckhauben für problemloses Überspannen von Krankenhausbetten ohne elektrostatische Aufladung der Folie.

Die hochwertige Folienqualität der Marke UNIVERSAL verspricht eine hohe Reißfestigkeit und Durchstoßfestigkeit bei geringerer Foliendicke. Die Rollen sind einzeln im Karton verpackt, so dass eine hygienische Lagerung möglich ist.

950 x 3200 mm | 200 Stk./Rll. auf 76er Hülsenkern
einzeln im Karton verpackt
(transparent)

Art.-Nr. 59867

Abdeckhauben aus PE-HD für übliche **Krankenhaus-Nachttsche**.

600 + 500 x 1000 mm | 200 Stk./Rll. auf 76er Hülsenkern
(transparent)

Art.-Nr. 03004

Platzsparende, einfach zu montierende **Wandhalterung** für eine bequeme und effiziente Handhabung der auf Rolle gewickelten Betten- und Nachttischabdeckhauben.

Für eine Rollenbreite von maximal 100 cm geeignet.



- ✓ *Hygienische Verpackung im Karton*
- ✓ *Einfache Stapelbarkeit bei Lagerung*
- ✓ *Sicherer Transport*



Art.-Nr. 49892

UNIVERSAL-Bettenabdeckhauben für problemloses Überspannen von Krankenhausbetten ohne elektrostatische Aufladung der Folie.

Die Bettenabdeckhauben sind dem Displaykarton einzeln entnehmbar und eignen sich daher besonders für eine dezentrale Aufbereitung der Krankenhausbetten.

950 x 3200 mm | 200 Stk./Krt. | lose
(transparent)



EMIL DEISS KG (GmbH + Co.)

Lademannbogen 65
22339 Hamburg
Deutschland

Tel.: +49 40 53 80 96-0
Fax: +49 40 53 80 96-787

info@deiss.de
www.deiss.de

EMIL DEISS GmbH

1. Molostraße, Objekt A 12
1110 Wien
Österreich

Tel.: +43 1 698 620 8-0
Fax: +43 1 698 620 8-44

info@deiss.at
www.deiss.at