

Dosiertabelle für Dismozon plus

	0,2%	0,3%	0,4%	0,6%	0,8%	1,2%	2,8%	3,2%	3,6%
1 Liter	2 g.	3 g.	4 g.	6 g.	8 g.	12 g.	28 g.	32 g. / 2 Btl.	36 g.
2 Liter	4 g.	6 g.	8 g.	12 g.	16 g./ 1 Btl.	24 g.	56 g.	64 g. / 4 Btl.	72 g.
3 Liter	6 g.	9 g.	12 g.	18 g.	24 g.	36 g.	84 g.	96 g./ 6 Btl.	108 g.
4 Liter	8 g.	12 g.	16 g./ 1 Btl.	24 g.	32 g./ 2 Btl.	48 g./ 3 Btl.	112 g. / 7 Btl.	128 g./ 8 Btl.	144 g./ 9 Btl.
5 Liter	10 g.	15 g.	20 g.	30 g.	40 g.	60 g.	140 g.	160 g./ 10 Btl.	180 g.
6 Liter	12 g.	18 g.	24 g.	36 g.	48g./ 3 Btl.	72 g.	168 g.	192 g. / 12 Btl.	216 g.
7 Liter	14 g.	21 g.	28 g.	42 g.	56 g.	84 g.	196 g.	224 g./ 14 Btl.	252 g.
8 Liter	16 g. / 1 Btl.	24 g.	32 g./ 2 Btl.	48 g./ 3 Btl.	64 g. / 4 Btl.	96 g./ 6 Btl.	224 g./ 14 Btl.	256 g./ 16 Btl.	288 g./ 18 Btl.
9 Liter	18 g.	27 g.	36 g.	54 g.	72 g.	108 g.	252 g.	288 g./ 18 Btl.	324 g.
10 Liter	20 g.	30 g.	40 g.	60 g.	80 g./ 5 Btl.	120 g.	280 g.	320 g./ 20 Btl.	360 g.
11 Liter	22 g.	33 g.	44 g.	66 g.	88 g.	132 g.	308 g.	352 g./ 22 Btl.	396 g.
12 Liter	24 g.	36 g.	48 g./ 3 Btl.	72 g.	96 g. / 6 Btl.	144 g. /9 Btl.	336 g./ 21 Btl.	384 g./ 24 Btl.	432 g./ 27 Btl.
13 Liter	26 g.	39 g.	52 g.	78 g.	104 g.	156 g.	364 g.	416 g./ 26 Btl.	468 g.
14 Liter	28 g.	42 g.	56 g.	84 g.	112 g./ 7 Btl.	168 g.	392 g.	448 g./ 28 Btl.	504 g.
15 Liter	30 g.	45 g.	60 g.	90 g.	120 g.	180 g.	420 g.	480 g./ 30 Btl.	540 g.
16 Liter	32 g./ 2 Btl.	48 g./3 Btl	64 g./ 4 Btl.	96g. / 6 Btl.	128 g./ 8 Btl.	192 g. / 12 Btl.	448 g./ 28 Btl.	512 g./ 32 Btl.	576 g./ 36 Btl.
20 Liter	40 g.	60 g.	80 g./ 5 Btl.	120 g.	160 g./ 10 Btl.	240 g./ 15 Btl	560 g./ 35 Btl.	640 g./ 40 Btl.	720 g. / 45 Btl.
30 Liter	60 g.	90 g.	120 g.	180 g.	240 g./ 15 Btl.	360 g.	840 g.	960 g./ 60 Btl.	1080 g.

Zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Desinfektionsmittel-Lösung. Lösung nur mit kaltem Wasser ansetzen.